



LIP VOLUMIZER & BOOSTER | 6 IN 1



Skin Scan & Personal Routine Guide



Soft Pulse Instant Lip Volumizing



Ultra-Volume Technology



Natural Lip Color Revitalizing




Targeted Lip Volumizer



Broad Lip Volumizer

Příslušenství v balení
Zaměřeno na rty
Pro plnější rty



**Vytvořte si osobní rutinu
péče o pleť**

a stáhněte naši aplikaci GESKE



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



UŽITEČNÉ INFORMACE

RADA Č. 01

K dispozici máte dva různé nástavce. Používejte velký pro celkové zvýšení objemu a menší pro zaměřené zvýraznění.

RADA Č. 02

Než přístroj umístíte na rty, ujistěte se, že jsou dokonale hydratované. Pro nejlepší výsledky udržujte podtlakové těsnění mezi rtům a přístrojem po dobu 30 sekund.

RADA Č. 03

Po každém použití přístroj vyčistěte naším Organickým čističem zařízení.



3 stupně sací síly

Okamžitě plnější rty



Zapnutí/vypnutí

Stiskem na 1-2 sekundy

Nabíjecí doba 2,5 hodiny



Intenzivnější barva

Syté rty

ZVLÁDNĚTE PRVNÍ KROKY

Poznejte SmartAppGuided™ Lip Volumizer & Booster | 6 v 1, vašeho nového kosmetického partáka, který dodá vašim rtům okamžitý objem díky dvěma různým nastavcům pro cílené i celkové zvětšení.



ZVOLUMIZOVÁNÍ RTŮ NA MAXIMUM

PŘÍPRAVA

Naneste hydratační krém GESKE na rty a jejich okolí.

ZAPNOUT

Funkci Soft Pulse Instant Lip Volumizing aktivujte dvousekundovým stiskem tlačítka zapnutí. Po zapnutí si pomocí tlačítek plus a minus nastavte požadovanou intenzitu AirPulse sací síly.

ZVYŠOVÁNÍ OBJEMU

Začněte proceduru tak, že velkým nastavcem překryjete rty. Relaxujte rty a vytvořte tesnění mezi přístrojem a rty. Nechte přístroj na rtách 30 sekund. Opakujte těchto 30 sekund podle potřeby, ale nepřesahujte 2 minuty.

ZÁVĚR

Vypněte přístroj dvousekundovým přidržením tlačítka zapnutí a pro očištění jej opláchněte vodou. Po každém použití přístroj vyčistěte čističem GESKE.

Vytvořte si osobní rutinu péče o pleť

a stáhněte naši aplikaci GESKE



Pokročilá aplikace



Videotutoriály



Skenování pleti poháněné AI



Tipy od odborníků



Osobní průvodce



Odměny v aplikaci



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. PŘEČTĚTE PŘED POUŽITÍM.

Než produkt poprvé použijete, přečtěte si prosím bezpečnostní pokyny. Obě instrukce si pečlivě uschovejte pro budoucí použití.

Vše o vašem produktu

Váš produkt posouvá zvětšením rtů na novou úroveň díky multifunkčnímu designu. Bezpečně ho lze používat až dvakrát denně, častější použití se nedoporučuje. Pro zajištění maximální bezpečnosti a nejlepších výsledků je klíčové následovat vaši osobní Rutinu péče o Plet, kterou pro vás připravila aplikace GESKE.

Rady pro použití

Před prvním použitím přístroje je podstatné pečlivě prostudovat tyto Bezpečnostní informace a Manuál k produktu. Doporučujeme uchovat kopii obou dokumentů, neboť obsahují klíčové informace týkající se bezpečného používání, technických specifikací a právních aspektů. Tento přístroj, zaměřený na péči o pleť, je určen výhradně pro dospělé a nespadá do kategorie lékařských přístrojů ani produktů s léčebným účinkem. V rámci používání je nezbytné řídit se personalizovanými doporučeními z aplikace GESKE Beauty. Přístroj funguje na principu dobití, což umožňuje jeho snadné a bezdrátové používání. Před prvním použitím je nutné jej úplně nabít, což zajistíte pomocí přiloženého USB kabelu. Plné nabití může trvat až osm hodin. Pro správné napojení kabelu zajistěte, aby se oba magnetické kontakty přístroje dotýkaly pouze příslušných kovových bodů. Pokud se kabel nechytí automaticky, připojte ho k zdroji elektriny, abyste znovu aktivovali magnetický efekt a kontakty se spojily samy. Zkontrolujte, zda jsou magnetické kontakty spojeny s příslušnými místy na přístroji a nikoli s jinými kovovými povrchy.

Technické parametry

Materiály: ABS, silikon | Skladovací teplota: -5 až +60 °C | Baterie: Li-Ion 3.7V | Kapacita baterie: 380 mAh | Maximální nabíjecí proud: 320 mA | Nabíjecí napětí: 5V | Doba nabíjení: přibližně 2,5 hodin | Doba provozu se může lišit v závislosti na použitých technologiích a jejich intenzitě. | Rozhraní: USB | Režimy: 3 sací módy s odlišnými intervaly sacích a pouzovacích časů

Produkt není vhodný k použití v následujících případech:

Pokud jste nedávno podstoupili laserovou terapii, chemický peeling nebo jakýkoliv chirurgický zákrok na obličeji, at už z estetických, tak medicínských důvodů.

V případě, že máte vyplněné rty nebo implantáty, je nezbytné se poradit s lékařem, zda je produkt bezpečný pro vaše použití:

Pokud máte vyplněné rty či implantáty.

Další důležité informace o používání:

Začněte s nejmenší možnou intenzitou a podle potřeby ji pozvolna zvyšujte. Nepoužívejte sací funkci na jednom místě příliš dlouho, abyste předešli podráždění kůže, otokům nebo vzniku drobných modřin. Výrobek nepoužívejte na podrážděné, na zraněné rty, ani na otevřené rány (po jakémkoli úrazu), při bakteriálních či virových infekcích kůže (at již na rtu či kdekoli jinde). Pokud je produkt 1) neobvykle horký, 2) mechanicky poškozený nebo deformovaný, 3) má změněnou barvu, nepoužívejte ho. V případě, že během používání pocítíte bolest a/nebo nepohodlí, okamžitě přestaňte produkt používat a poradte se s lékařem. Produkt používejte výhradně dle doporučení v rámci vaší osobní rutiny péče. Z důvodů hygieny doporučujeme produkt nedělit s ostatními. Tento produkt je určen výhradně pro kosmetické účely na rtech. GESKE neodpovídá za jakékoli škodlivé důsledky vzniklé v důsledku použití na jiných částech těla nebo při jiném nevhodném použití. Před nabíjením se ujistěte, že zástrčka a zásuvka jsou úplně suché, aby nedošlo k elektrickému úderu, zkratu, nebo požáru. Produkt nesmí být používán, pokud je připojen do elektrické sítě.

Varování

Pozor na riziko zranění při špatném používání produktu!
Produkt využívejte výhradně dle pokynů v Rychlém startovacím průvodci a instruktážních videích. V případě otázek se neváhejte obrátit na naši zákaznickou podporu na support@geske.com.

Hrozí nebezpečí zranění v důsledku vzniku požáru!
Produkt nesmíte hasit vodou. Nevhazujte produkt do ohně.
Varování: Riziko zranění způsobeného vadnými bateriemi!
Chybné zacházení s bateriemi může vyvolat neovladatelnou exotermickou reakci. V takovém případě produkt okamžitě a bezpečně zlikvidujte.
Nechte tento produkt mimo dosah dětí, abyste předešli riziku jejich zranění!

Pozor na nebezpečí elektrického šoku!
Tekutiny mohou způsobit poškození nabíjecího obvodu a představovat tak riziko pro vaše zdraví. Produkt od nabíječky odpojte vždy, když ho čistíte.
Varujeme před rizikem poškození magnetickými poli!
Magnetická pole mohou negativně ovlivnit mechanické a elektronické součásti, jakými jsou například kardiostimulátory. Produkt nepoužívejte v bezprostřední blízkosti kardiostimulátoru. Další informace vám poskytne ošetřující lékař. Magnety v produktu mohou poškodit magnetické proužky na kartách, jako jsou kreditní karty, proto je k produktu neukládejte.

Pozor na poškození způsobené změnami teploty!
Změny teploty okolí (například po přepravě) mohou způsobit tvorbu kondenzace. Nepoužívejte produkt, dokud se plně nepřizpůsobí novému prostředí. Produkt nikdy nevystavujte přímému slunečnímu záření, extrémnímu teplu nebo varné vodě. Bezpečné použití je zaručeno do okolní teploty 50 °C/122 °F. Dlouhé nabíjení může produkt poškodit!
Po každém nabíjení nezapomeňte nabíjecí kabel odpojit.
Bezpečná teplota pro nabíjení nesmí překročit 45 °C/113 °F.



Informace o recyklaci přístrojů a o elektroodpadech. Tento elektrický přístroj byl poprvé uveden na trh po 13. srpnu 2005. V souladu s evropskou směrnicí WEEE a s národními právními předpisy, neměly by být elektrické přístroje a elektronické komponenty zahrnuté v tomto balení odstraňovány s domácím odpadem. Na konci životnosti produktu je musíte odvézt na sběrné místo určené obcí pro ekologickou likvidaci.

Upozornění k bateriím a nabíjecím bateriím

V souvislosti s distribucí baterií a nabíjecích baterií jsme v souladu s evropskými předpisy povinni informovat vás, zákazníky, o tom, že máte zákonnou povinnost vrátit použité baterie a nabíjecí baterie. Po použití je můžete bezplatně vrátit k nám, zanést na sběrné místo obce nebo je předat místnímu prodejci. Baterie a nabíjecí baterie jsou označeny takto:



Tyto symboly signalizují, že baterie a nabíjecí baterie nesmějí být odstraněny s domácím odpadem. Baterie a nabíjecí baterie obsahující nebezpečné látky nesou jeden z těchto symbolů. Symbol se skládá z přeškrtnutého kontejneru s kolečky a chemické značky těžkého kovu, která indikuje hlavní znečišťující složku. Konkrétně:

Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje kadmium, Hg = baterie obsahuje rtuť

Důležité informace o lithiových bateriích a akumulátorech

Lithiové a dobíjecí lithiové baterie poznáte podle chemického symbolu Li*. Chtěli bychom vás kromě již zmíněného upozornit na něco důležitého: Při recyklaci lithiových baterií nebo akumulátorů, at už jejich odevzdáním nám, na městských sběrných místech, u místních prodejců nebo ve veřejných odpadových firmách, se prosím přesvědčte, že jsou zcela vybité. Také vás žádáme, aby jste kontakty na baterii označené "+" a "-" přelepili izolační páskou, čímž se eliminuje riziko vzniku požáru.



Společnost GESKE Beauty Tech GmbH se sídlem na adrese Leipziger Platz 18, 10117 Berlin, tímto prohlašuje, že všechna naše elektronická zařízení splňují relevantní požadavky platných evropských směrnic 2014/30/EU a 2011/65/EU.

Omezení zodpovědnosti

GESKE Beauty Tech GmbH a/nebo jejich prodejci ručí za škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ze strany GESKE Beauty Tech GmbH, jejich zástupce či provozního agenta, v souladu s právními normami. Kromě případů újmy na životě, zdraví či tělesné integritě a porušení klíčových smluvních závazků (základních povinností) se GESKE Beauty Tech GmbH a/nebo jejich prodejci zavazují odpovědět jen za škody, které lze přičítat úmyslnému nebo z hrubé nedbalosti plynoucímu jednání. To zahrnuje i nepřímé škody, především ušlý zisk. Odpovědnost vůči spotřebitelům je v případě poskytnutí záruky limitována na běžné, předvídatelné škody ke dni uzavření smlouvy, krom situací úmyslného či z hrubé nedbalosti plynoucího jednání, újmy na zdraví, životě či tělesné integritě a porušení základních smluvních závazků, a to včetně nepřímých škod, jako je ušlý zisk. Vůči podnikům, mimo případy újmy na životě, zdraví, úmyslného nebo z hrubé nedbalosti vzniklého jednání ze strany GESKE Beauty Tech GmbH a/nebo jejich prodejců, je odpovědnost omezená na typické, předvídatelné škody v okamžiku uzavření smlouvy, což zahrnuje i průměrné škody pro tento typ smlouvy, a také na nepřímé škody, například ušlý zisk. Odpovědnost za škody způsobené nedodržením tohoto návodu, nesprávným použitím, neoprávněnými úpravami, technickými změnami, použitím neschválených náhradních dílů či doplňků nebude uznána. Práva na nároky z odpovědnosti dle německého zákonodárství o odpovědnosti za výrobky zůstávají nedotčena.