

# GESKE

GERMAN BEAUTY TECH

## Quickstart Guide

[www.geske.com](http://www.geske.com)



SmartAppGuided™  
**Lip Volumizer & Booster | 6 in 1**


GESKE Beauty Tech GmbH,  
Leipziger Platz 18, 10117 Berlin, Germany  
[info@geske.com](mailto:info@geske.com), [www.geske.com](http://www.geske.com)

# Short Introduction



Scan for the full instructions  
in your language



Soft Pulse Instant  
Lip Volumizing



Entire Lip Cap  
On Spot Lip Cap



GESKE German Beauty Tech App  
Available in 45 Languages



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.  
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.



**The safety information must also be read before first use. Keep both instructions for use.**

## YOUR PRODUCT AT A GLANCE

Your product is a multi-functional lip plumper. It is safe to be used up to 2 times a day, please do not use more frequently. For maximal safety and ideal results, always follow your personalized Skin Care Routine created by the GESKE App.

**Download the GESKE App and get your personalized routine.**

### SPECIFICATIONS:

**Material:** ABS, Silicone | **Storage temperature:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Battery:** Li-Ion 3.7V | **Battery Capacity:** 380 mAh | **Maximum Charging Current:** 320 mA | **Charging Voltage:** 5V | **Charging Time:** approx. 2,5 hours | **Operating Time:** Operating time differs depending on activated technologies & intensities | **Interface:** USB | **Programs:** 3 Suction Modes with different suction and pause times

### IMPORTANT SAFETY INFORMATION! READ BEFORE USE!

**The product is not suitable for use under the following conditions:**

- Start with the lowest intensity and slowly increase as needed
- Never use the suction function in the same place longer than recommended by the GESKE app to avoid irritation or slight bruising
- Do not use the product on irritated or injured lips or open wounds (after any kind of injury), in the case of bacterial or viral infections of the skin (either in the lip area and elsewhere)
- Do not use the product if it is 1) untypically warm, 2) mechanically damaged or deformed, 3) discolored
- If pain and/or discomfort occurs during use, discontinue use and seek medical advice
- Only use the product as recommended in your personalized routine
- For hygiene reasons, we recommend you do not share your product with anyone else
- The product is intended for cosmetic use on the lips, GESKE assumes no liability for harmful consequences arising from the use on other body areas or other improper use
- Always make sure the plug and socket are completely dry before charging. Otherwise, electric shocks, a short circuit or fire may result. The product must not be used while connected to the power outlet

**The product is not suitable for use under the following conditions:**

- If you suffer from hemorrhagic diseases (congenital blood clotting disorders) and/or take medication that affects blood clotting
- If you suffer from abnormal changes in the facial areas or herpes labialis

- Shortly and in the first weeks after cosmetic lip surgery or lip injections
- With tangible impurities or unnaturally hardened areas in the lip

**In the following cases, a consultation with a physician is necessary as to whether the product is suitable for you to use:**

- If you have lip fillers or implants



**Lies Dir vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitshinweise durch. Bewahre beide Gebrauchsanweisungen auf.**

## DEIN PRODUKT AUF EINEN BLICK

Dein Produkt ist ein multifunktionaler Lip Plumper. Er kann sicher bis zu 2 Mal täglich verwendet werden. Bitte nicht häufiger verwenden. Für maximale Sicherheit und optimale Ergebnisse, verwende immer Deine personalisierte Hautpflegeroutine, die von der GESKE App erstellt wurde.

**Lade die GESKE App herunter und erhalte Deine personalisierte Routine.**

### SPEZIFIKATIONEN:

**Materialien:** ABS, Silikon | **Lagertemperatur:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Batterie:** Li-Ion 3,7 V | **Batteriekapazität:** 380 mAh | **Maximaler Ladestrom:** 320 mA | **Ladespannung:** 5V | **Ladezeit:** ca. 2,5 Stunden | **Betriebszeit:** Die Anwendungszeit variiert je nach aktivierten Technologien und Intensitäten | **Anschluss:** USB | **Programme:** 3 Saugmodi mit unterschiedlichen Saug- und Pausenfrequenzen

### WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE! VOR DER BENUTZUNG LESEN!

**Unter folgenden Bedingungen ist das Produkt ist nicht zur Verwendung geeignet:**

- Starte mit der geringsten Intensität und steigere Dich nur langsam, je nach Bedarf
- Verwende die Saugfunktion an derselben Stelle nie länger als von der GESKE App empfohlen, um Reizungen oder leichte Blutergüsse zu vermeiden
- Verwende das Produkt nicht auf gereizten oder wunden Lippen sowie offenen Wunden (nach jeder Art von Verletzung), bei bakteriellen oder viralen Infektionen der Haut (weder im Lippenbereich noch anderswo)
- Nimm das Produkt nicht in Betrieb, wenn es 1. ungewöhnlich warm ist, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ist, 3. verfärbt ist
- Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, brich die Anwendung ab und konsultiere einen Arzt

- Verwende das Produkt nur so, wie in Deiner personalisierten Routine empfohlen
- Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, Dein Produkt nicht mit anderen Personen zu teilen
- Das Produkt ist zur kosmetischen Anwendung auf Lippen bestimmt. GESKE übernimmt keine Haftung für schädliche Folgen, die sich aus der Anwendung an anderen Körperstellen oder aus anderen unsachgemäßen Verwendungen ergeben
- Vergewissere Dich immer vor dem Laden, dass der Stecker und die Steckdose komplett trocken sind. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag, Kurzschluss oder Brand kommen. Das Produkt darf nicht verwendet werden, während es an die Steckdose angeschlossen ist

#### Unter folgenden Bedingungen ist das Produkt ist nicht zur Verwendung geeignet:

- Wenn du an hämorrhagischen Erkrankungen (angeborene Blutgerinnungsstörungen) leidest und/oder Medikamente einnimmst, die die Blutgerinnung beeinflussen
- Wenn Du an ungewöhnlichen Veränderungen im Gesichtsbereich oder Lippenherpes leidest
- Kürzlich und in den ersten Wochen nach kosmetischen Lippenoperationen oder Lippenunterspritzungen
- Bei fühlbaren Unreinheiten oder unnatürlich verhärteten Stellen der Lippe

#### In folgenden Fällen ist eine Rücksprache mit dem Arzt erforderlich, ob das Produkt für Dich zur Verwendung geeignet ist:

- Wenn Du Lippenfüller oder Implantate hast

ES

**Antes del primer uso, lee la información de seguridad. Guarda los dos manuales de instrucciones de uso.**

#### UN VISTAZO A SU PRODUCTO

Su producto es un voluminizador de labios multifuncional. Es seguro utilizarlo hasta 2 veces al día; por favor, no lo utilice con mayor frecuencia. Si desea disfrutar de la máxima seguridad y de unos resultados óptimos, siga siempre su rutina de cuidado de la piel personalizada creada por la aplicación GESKE.

**Descarga la aplicación GESKE y disfruta de tu rutina personalizada.**

#### ESPECIFICACIONES:

**Materiales:** ABS, silicona | **Temperatura de almacenamiento:** entre -5 y +60 °C / 23 - 140 °F | **Batería:** Li-Ion de 3,7 V | **Capacidad de batería:**

380 mAh | **Corriente de carga máxima:** 320 mA | **Tensión de carga:** 5 V | **Tiempo de carga:** aprox. 2,5 horas | **Tiempo de funcionamiento:** El tiempo de uso varía en función de las tecnologías e intensidades aplicadas | **Interfaz:** USB | **Programas:** 3 modos de succión con diferentes tiempos de succión y pausa

#### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD ¡LEER ANTES DE USAR!

**No es conveniente utilizar el dispositivo en las condiciones que se indican a continuación:**

- Empiece por la intensidad más baja y vaya aumentando poco a poco, según sea necesario
- Nunca uses la función de succión en el mismo lugar más tiempo del recomendado por la aplicación GESKE para evitar irritaciones o leves hematomas
- No utilice el producto en labios irritados, lesionados, sobre heridas abiertas (después de cualquier tipo de lesión) o si sufre de infecciones bacterianas o virales en la piel (ya sea en el área de los labios o en otros lugares)
- No utilice el producto en caso de que esté 1, inusualmente caliente, 2, mecánicamente dañado o deteriorado, 3, descolorido
- En caso de que aparezcan dolores y/o molestias durante su uso, interrumpa su utilización y acuda a un médico
- Utilice el producto exclusivamente de acuerdo con las recomendaciones de su rutina personalizada
- Por razones de higiene, le recomendamos que no comparta el dispositivo con otras personas
- El producto está diseñado para uso cosmético en los labios. GESKE no se hace responsable de las consecuencias perjudiciales derivadas del uso en otras zonas del cuerpo o de cualquier otro uso inapropiado
- Antes de cargarlo, asegúrese siempre de que el enchufe y la toma de corriente estén completamente secos. En caso contrario, es posible que se produzca una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio. No utilice el dispositivo mientras esté enchufado a la toma de corriente

**No es conveniente utilizar el dispositivo en las condiciones que se indican a continuación:**

- Si padece enfermedades hemorrágicas (trastornos congénitos de la coagulación de la sangre) y/o tomas medicamentos que afectan a la coagulación de la sangre
- Si sufre herpes labial o cambios anormales en el área facial
- Poco después y en las primeras semanas posteriores a una cirugía estética labial o a inyecciones en los labios
- Con impurezas tangibles o zonas anormalmente endurecidas en los labios

**En los siguientes casos es necesario consultar con su médico si el uso del dispositivo es adecuado para usted:**

- Si tiene rellenos o implantes en los labios





**Lisez les informations de sécurité avant la première utilisation. Conservez les deux instructions d'utilisation.**

## VOTRE PRODUIT EN UN COUP D'ŒIL

Votre produit est un repulpeur à lèvres multifonctionnel. Il peut être utilisé en toute sécurité jusqu'à 2 fois par jour, mais veuillez ne pas l'utiliser plus fréquemment. Pour une sécurité maximale et des résultats optimaux, suivez toujours votre routine de soins de la peau personnalisée créée par l'App GESKE.

**Téléchargez l'application GESKE et recevez votre routine personnalisée.**

### CARACTÉRISTIQUES :

**Matériaux :** ABS, silicone | **Température de stockage :** -5 à +60 °C/23 - 140 °F | **Batterie :** Li-Ion 3,7V | **Capacité de la batterie :** 380 mAh | **Courant de charge maximal :** 320mA | **Tension de charge :** 5V | **Temps de charge :** env. 2,5 heures | **Temps de fonctionnement :** Le temps de fonctionnement diffère selon les technologies et les intensités activées | **Interface :** USB | **Programmes :** 3 modes d'aspiration avec différents temps d'aspiration et de pause

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ! À LIRE AVANT UTILISATION !

**Le produit ne convient pas à une utilisation dans les conditions suivantes :**

- Commencez avec l'intensité la plus faible et augmentez lentement au besoin
- N'utilisez jamais la fonction d'aspiration au même endroit plus longtemps que recommandé par l'application GESKE pour éviter les irritations ou les légères ecchymoses
- Ne pas utiliser le produit sur des lèvres irritées ou blessées ou sur des plaies ouvertes (suite à tout type de blessure), en cas d'infections bactériennes ou virales de la peau (que ce soit dans la zone des lèvres ou ailleurs)
- Ne pas utiliser le produit s'il est 1, anormalement chaud, 2, mécaniquement endommagé ou déformé, 3, décoloré
- En cas de douleur et/ou d'inconfort pendant l'utilisation, arrêtez l'utilisation et consultez un médecin
- N'utilisez le produit que selon les recommandations de votre routine personnalisée
- Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas partager votre produit avec d'autres personnes
- Le produit est destiné à un usage cosmétique sur les lèvres. GESKE décline toute responsabilité pour les conséquences dommageables résultant

de l'utilisation sur d'autres parties du corps ou toute autre utilisation inappropriée

• Assurez-vous toujours que la fiche et la prise sont complètement sèches avant le chargement. Sinon, un choc électrique, un court-circuit ou un incendie pourrait en résulter. Le produit ne peut pas être utilisé lorsqu'il est branché sur la prise de courant

**Le produit ne convient pas à une utilisation dans les conditions suivantes :**

- Si vous souffrez de maladies hémorragiques (troubles congénitaux de la coagulation sanguine) et/ou prenez des médicaments qui affectent la coagulation du sang
- Si vous souffrez de modifications anormales dans certaines zones du visage ou d'herpès labial
- Si vous avez subi une chirurgie esthétique des lèvres ou reçu des injections dans les lèvres il y a peu de temps et pendant les premières semaines après
- Si vous avez des impuretés visibles ou des zones anormalement durcies dans la lèvre

**Dans les cas suivants, une consultation avec le médecin est nécessaire pour savoir si le produit vous convient :**

- Si vous avez reçu un produit pour repulper les lèvres ou des implants



**Lê as informações de segurança antes da primeira utilização. Guarda ambas as instruções de utilização.**

## O TEU PRODUTO À PRIMEIRA VISTA

O teu produto é um volumizador de lábios multifuncional. É seguro para ser utilizado até 2 vezes ao dia, não utilizes com mais frequência. Para máxima segurança e resultados ideais, segue sempre a tua rotina personalizada de cuidados com a pele criada pela app GESKE.

**Faz o download da app GESKE e obtém a tua rotina personalizada.**

### ESPECIFICAÇÕES:

**Materiais:** ABS, silicone | **Temperatura de armazenamento:** -5 - +60°C/ 23 - 140 °F | **Bateria:** Li-Ion 3,7 V | **Capacidade de carga:** 380 mAh | **Corrente máxima de carregamento:** 320 mA | **Tensão de carregamento:** 5 V | **Tempo de carregamento:** aprox. 2,5 horas | **Tempo de funcionamento:** O tempo de operação difere dependendo das tecnologias e intensidades ativadas | **Interface:** USB | **Programas:** 3 modos de sucção com diferentes tempos de sucção e pausa

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES! LER ANTES DE UTILIZAR!

### O produto não é adequado para utilização nos seguintes casos:

- Começa com a intensidade mais baixa e aumenta lentamente, conforme necessário
- Nunca utilizes a função de sucção no mesmo local por mais tempo do que o recomendado pela app GESKE para evitar irritações ou hematoma ligeiro
- Não utilizes o produto em lábios irritados, feridos ou feridas abertas (após qualquer tipo de lesão), no caso de infeções bacterianas ou virais da pele (na área dos lábios ou em outros lugares)
- Não utilizar o produto, se este estiver anormalmente quente, danificado ou deformado mecanicamente, ou descolorado
- Se ocorrer dor e/ou desconforto durante a utilização, interrompe a utilização e consulta um médico
- Utiliza o produto apenas conforme recomendado na tua rotina personalizada
- Por motivos de higiene, recomendamos não partilhar o produto com outras pessoas
- O produto destina-se à utilização cosmética nos lábios. A GESKE não assume nenhuma responsabilidade por consequências danosas decorrentes da utilização em outras áreas do corpo ou outra utilização imprópria
- Certifica-te sempre de que a ficha e a tomada estão completamente secas antes de carregar. Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos, curto-circuitos ou incêndios. O produto não deve ser utilizado enquanto estiver ligado à tomada

### O produto não é adequado para utilização nos seguintes casos:

- Se sofres de doenças hemorrágicas (distúrbios congénitos da coagulação do sangue) e/ou tomas medicamentos que afetam a coagulação do sangue
- Se sofres de alterações anormais nas áreas faciais ou herpes labial
- Logo e nas primeiras semanas após cirurgia labial cosmética ou injeções labiais
- Com impurezas tangíveis ou áreas endurecidas não naturais no lábio

### Nos seguintes casos, é necessária uma consulta com o médico, para saber se o produto é adequado:

- Se tens preenchimentos labiais ou implantes

RU

**Обязательно ознакомься с информацией по технике безопасности перед первым использованием. Сохрани обе инструкции по применению.**

## Обзор изделия

Изделие представляет собой многофункциональный плампер

для губ. Его можно безопасно использовать до двух раз в день. Не используй изделие чаще. Для обеспечения максимальной безопасности и достижения идеальных результатов следуй индивидуальной программе ухода за кожей, созданной в приложении GESKE.

## Скачай приложение GESKE и получи индивидуальную программу.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Материалы:** АБС, силикон | **Температура хранения:** от -5 до +60 °C / 23 - 140 °F | **Батарея:** литий-ионная: 3,7 В | **Емкость батареи:** 380 мАч | **Максимальный зарядный ток:** 320 мА | **Напряжение зарядки:** 5 В | **Время зарядки:** прибл. 2,5 часа | **Время работы:** Время работы зависит от активированных технологий и интенсивности | **Интерфейсы:** USB | **Программы:** 3 режима аспирации с разной длительностью аспирации и паузы

## ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ! ПРОЧИТАЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!

### Изделие не пригодно для использования при следующих условиях:

- Начиная с самого низкого уровня интенсивности и постепенно увеличивай ее по мере необходимости
- Чтобы не допустить раздражения и появления синяков, не используй функцию аспирации на одном участке дольше, чем рекомендовано в приложении GESKE.
- Не используй средство на губах с раздражением или повреждениями или открытых ранах (после любого вида травм), в случае бактериальных или вирусных инфекций кожи (как в области губ, так и в других местах).
- Не используй изделие, если оно необычно теплое на ощупь, механически повреждено или деформировано, или обесцвечено
- Если во время использования возникает боль и/или дискомфорт, прекрати использовать изделие и обратись к врачу
- Используй изделие только в соответствии с рекомендациями в твоей индивидуальной процедуре по уходу за кожей
- Из соображений гигиены рекомендуем не делиться изделием с другими
- Изделие предназначено для косметического использования на губах. GESKE не несет ответственность за вредные последствия, связанные с использованием изделия на других участках тела или использованием не по назначению
- Всегда проверяй, чтобы вилка и розетка были полностью сухими перед зарядкой. В противном случае возможны поражение электрическим током, короткое замыкание или возгорание. Изделие нельзя использовать, пока оно подключено к розетке

#### **Изделие не пригодно для использования при следующих условиях:**

- Если вы страдаете геморрагическими заболеваниями (врожденными нарушениями свертываемости крови) и (или) принимаете лекарства, влияющие на свертываемость крови
- Если у тебя наблюдаются аномальные изменения в области герпес на губах
- Вскоре и в первые недели после косметической пластики губ или инъекций в губы
- При наличии осязаемых дефектов или неестественно затвердевших участков в губах

#### **В следующих случаях необходима консультация с врачом относительно того, подходит ли тебе данное изделие:**

- Если у тебя есть филлеры для губ или имплантаты



**Leggere le informazioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare entrambe le istruzioni per l'uso.**

#### **PANORAMICA DEL TUO PRODOTTO**

Il tuo prodotto è un lip plumper multifunzionale. Puoi utilizzare il dispositivo fino a 2 volte al giorno e non più frequentemente. Per il massimo della sicurezza e risultati ottimali, segui sempre la routine di cura della pelle personalizzata creata dall'app GESKE.

**Scarica l'app GESKE e trova la tua routine personalizzata.**

#### **SPECIFICHE:**

**Materiali:** ABS, silicone | **Temperatura di conservazione:** -5 - +60°C / 23 - 140 °F | **Batteria:** ioni di litio 3,7 V | **Capacità della batteria:** 380 mAh | **Corrente di carica massima:** 320 mA | **Tensione di carica:** 5V | **Tempo di ricarica:** ca. 2,5 ore | **Tempo di funzionamento:** Il tempo di funzionamento varia a seconda delle tecnologie e delle intensità attivate | **Interfaccia:** USB | **Programmi:** 3 modalità di aspirazione con diversi tempi di aspirazione e pausa

#### **IMPORTANTI AVVERTENZE DI SICUREZZA! LEGGERE PRIMA DELL'USO!**

**Il prodotto non è idoneo all'uso nelle seguenti condizioni:**

- Inizia con l'intensità più bassa e aumenta gradualmente in base alla necessità
- Non utilizzare mai la funzione di aspirazione nello stesso punto più a lungo di quanto raccomandato dall'app GESKE per evitare irritazioni o lividi leggeri
- Non utilizzare il prodotto su labbra irritate o ferite o su lesioni aperte (dopo

qualsiasi tipo di ferita), in caso di infezioni batteriche o virali della pelle (sia nella zona delle labbra che altrove)

- Non utilizzare il prodotto se è 1, insolitamente caldo, 2, meccanicamente danneggiato o deformato, 3, scolorito
- In caso di dolore e/o malessere durante l'uso, interrompi l'uso e consulta un medico
- Usa il prodotto solo come consigliato nella tua routine personalizzata
- Per motivi igienici, ti consigliamo di non condividere il tuo prodotto con altre persone
- Il prodotto è destinato all'uso cosmetico sulle labbra, GESKE non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze dannose derivanti dall'uso su altre zone del corpo o altro uso improprio
- Assicurati sempre che la spina e la presa siano completamente asciutte prima di mettere il dispositivo in carica. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche, cortocircuiti o incendi. Il prodotto non deve essere utilizzato mentre è collegato alla presa di corrente

#### **Il prodotto non è idoneo all'uso nelle seguenti condizioni:**

- Se soffri di malattie emorragiche (disturbi congeniti della coagulazione del sangue) e/o assumi farmaci che influiscono sulla coagulazione del sangue
- Se si soffre di alterazioni anomale nelle aree del viso o di herpes labiale
- Poco dopo e nelle prime settimane dopo un intervento di chirurgia estetica delle labbra o iniezioni alle labbra
- Con impurità tangibili o aree innaturalmente indurite nel labbro

**Nei seguenti casi, è necessario consultare il medico per verificare se il prodotto sia adatto all'uso:**

- In caso di filler o protesi alle labbra



**Przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem. Zachowaj obydwie instrukcje używania.**

#### **TWÓJ PRODUKT W SKRÓCIE**

Twój produkt to wielofunkcyjne urządzenie zwiększające objętość ust. Można go bezpiecznie stosować do 2 razy dziennie, nie należy stosować częściej. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i doskonałych rezultatów należy zawsze przestrzegać indywidualnie dobranej rutyny pielęgnacji skóry stworzonej za pomocą aplikacji GESKE.

**Pobierz aplikację GESKE i stwórz swoją spersonalizowaną rutynę.**

**DANE TECHNICZNE:**

**Materiały:** ABS, silikon | **Temperatura przechowywania:** -5 – +60°C / 23 - 140 °F | **Akumulator:** litowo-jonowy 3,7 V | **Pojemność akumulatora:** 380 mAh | **Maksymalny prąd ładowania:** 320 mA | **Napięcie ładowania:** 5 V | **Czas ładowania:** ok. 2,5 godziny | **Czas użytkowania:** Czas działania różni się w zależności od aktywowanych technologii i poziomu intensywności | **Interfejs:** USB | **Programy:** 3 tryby ssania z różnymi czasami ssania i przerwy

### WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA! NALEŻY PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM!

**Produkt nie nadaje się do stosowania w następujących warunkach:**

- Zaczynj od najniższej intensywności i powoli zwiększaj w razie potrzeby
- Nigdy nie używać funkcji ssania w tym samym miejscu dłużej niż jest to zalecane przez aplikację GESKE, aby uniknąć podrażnień lub lekkich siniaków
- Nie stosować produktu na podrażnione lub zranione usta ani na otwarte rany (po wszelkiego rodzaju urazach), w przypadku infekcji bakteryjnych lub wirusowych skóry (zarówno w okolicy ust, jak i w innych miejscach)
- Nie należy używać produktu, jeśli jest on 1. nadmiernie ciepły, 2. uszkodzony mechanicznie lub zdeformowany, 3. odbarwiony
- Jeśli podczas stosowania preparatu wystąpi ból i/lub dyskomfort, należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem
- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami w ramach indywidualnej rutyny
- Ze względów higienicznych zalecamy, aby nie udostępniać produktu innym osobom
- Produkt przeznaczony do stosowania kosmetycznego na usta. GESKE nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe konsekwencje wynikające ze stosowania na innych obszarach ciała lub inne niewłaściwe użycie
- Przed ładowaniem należy zawsze upewnić się, że wtyczka i gniazdo są całkowicie suche. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, zwarcia lub pożaru. Nie wolno używać produktu, gdy jest on podłączony do gniazdka elektrycznego

**Produkt nie nadaje się do stosowania w następujących warunkach:**

- Jeśli cierpisz na choroby krwotoczne (wrodzone zaburzenia krzepnięcia krwi) i/lub przyjmujesz leki wpływające na krzepliwość krwi
- Jeśli doświadczasz nietypowych zmian w okolicach twarzy lub cierpisz na opryszczkę warg.
- Krótco i w pierwszych tygodniach po zabiegach kosmetycznych ust lub ostrzyżnięciach ust
- Z wyczuwalnymi zanieczyszczeniami lub nienaturalnie stwardniałymi miejscami w ustach

**W następujących przypadkach należy skonsultować się z lekarzem, czy**

**dany produkt jest odpowiedni do użycia:**

- Jeśli zastosowano u Ciebie wypełniacze ust lub implanty



**首次使用前請閱讀安全說明。  
請保留這兩份使用說明。**

### 產品概覽

該產品是多功能美容器。為了安全起見，請不要頻繁使用，且每天最多不要超過2次。為了獲得最大程度的安全和理想的效果，請始終遵循由GESKE 應用程序創建的個性化护肤流程。

**下載 GESKE 應用程式並獲取您的個性化例程。**

### 規格:

**材質:** ABS、矽膠 | **儲存溫度:** -5 – +60°C / 23 - 140 °F | **電池:** 鋰離子 3,7V | **電池容量:** 380mAh | **最大充電電流:** 320mA | **充電電壓:** 5V | **充電時間:** 約 2.5 小時 | **操作時間** 會根據激活的技術和強度而有所不同 | **界面:** USB | **程式:** 3 種吸力模式，具有不同的吸力和暫停時間 **重要安全提示!** 使用前請先閱讀!

**本產品在下列情況下不宜使用:**

- 從最低強度開始，根據需要逐漸增強
- 切勿在同一部位使用該吸力功能超過 GESKE 應用程序推薦的時長，以免造成刺激或輕微擦傷
- 請勿在受到刺激或受傷的唇部，或者開放性傷口（受到任何類型的傷害後）上使用本產品，以免皮膚出現細菌或病毒感染（無論是在唇部區域，還是在其他部位）
- 如果產品出現以下情況，請勿使用：1. 溫度異常；2. 機械損壞或變形；3. 變色
- 如果在使用過程中出現疼痛和/或不適，請停止使用並諮詢醫生
- 嚴格按照個性化程序中的建議使用本產品
- 出于衛生原因，建議不要與他人共享產品
- 該產品用于唇部化妝品。如用于身體其它部位或使用不當，GESKE 對此產生的有害后果不承擔任何責任
- 充電前務必確保插頭和插座完全干燥。否則可能導致觸電、短路或火災。本產品在連接到電源插座時不得使用

**本產品在下列情況下不宜使用:**

- 如果您患有出血性疾病（先天性凝血障礙）或服用影響凝血的藥物
- 如果您的面部有異常的變化或者如果您有唇皸疹
- 唇部整形手術或唇部注射後不久和最初几周
- 嘴唇上有明顯的雜質或不自然的硬化區域

**下列情況有必要諮詢醫生，以確定本產品是否適用:**

- 如果您的唇部有填充物或植入物



**पहली बार उपयोग करने से हले सुरक्षा जानकारी पढ़ें। उपयोग के लिए दोनों निर्देशों को सुरक्षित रखें।**

## आपका उत्पाद पर एक झलक

आपका उत्पाद एक बहु-कार्यात्मक लिप प्लंपर है। दिन में 2 बार तक इसका उपयोग करना सुरक्षित है, कृपया बार-बार उपयोग न करें। अधिकतम सुरक्षा और आदर्श परिणामों के लिए, हमेशा GESKE ऐप द्वारा आपके लिए विशेष तौर पर बनाए गए व्यक्तिगत स्किन केयर रूटीन का पालन करें।

## GESKE ऐप डाउनलोड करें और अपना व्यक्तिगत रूटीन प्राप्त करें।

### विशेष विवरण:

**सामग्री:** एबीएम, मिलिकॉन | **भंडारण तापमान:** -5 +60 डिग्री सेल्सियस / 23-140 डिग्री फारेनहाइट | **बैटरी:** ली-आयन 3.7V | **बैटरी क्षमता:** 380 एमएएच | **अधिकतम चार्जिंग करंट:** 320 एमए | **चार्जिंग वोल्टेज:** 5V | **चार्ज समय:** लगभग 2.5 घंटे | **ऑपरेटिंग समय:** सक्रिय प्रौद्योगिकियों और तीव्रता के आधार पर ऑपरेटिंग समय अलग-अलग होता है। | **इंटरफ़ेस:** यूएसबी | **कार्यक्रम:** विभिन्न सक्शन और पाँज समय के साथ 3 सक्शन मोड

**महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी!** उपयोग करने से पहले पढ़ें! उत्पाद निम्नलिखित परिस्थितियों में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है:

- सबसे कम तीव्रता से शुरू करें और आवश्यकतानुसार धीरे-धीरे बढ़ाएं
- जलन, सूजन या हल्की चोट से बचने के लिए GESKE ऐप द्वारा अनुशंसित से अधिक कमी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक सक्शन फ्रैक्शन का उपयोग न करें
- त्वचा के जीवाणु संबंधित या वायरल संक्रमण के मामले में (या तो होठ वाले हिस्से में और अन्य जगहों पर) जलन वाली या घायल त्वचा या खुले घावों (किसी भी प्रकार की चोट के बाद) पर उत्पाद का उपयोग न करें।
- उत्पाद का उपयोग न करें यदि यह 1) असामान्य रूप से गर्म है, 2) यांत्रिक रूप से क्षतिग्रस्त या विकृत है, 3) फीका पड़ा हुआ है।
- यदि उपयोग के दौरान दर्द और/या असुविधा होती है, तो उपयोग बंद कर दें और चिकित्सीय सहायता लें
- केवल अपनी व्यक्तिगत दिनचर्या में निष्फ़ारिशी उत्पाद का उपयोग करें
- स्वच्छता कारणों से, हम अनुशंसा करते हैं कि आप अपना उत्पाद किसी और के साथ साझा न करें
- उत्पाद होठों पर प्रभावित उपयोग के लिए है। GESKE ऐसे किसी भी हानिकारक परिणामों के लिए कोई दायित्व नहीं लेता है जो शरीर के अन्य क्षेत्रों या अन्य अनुचित उपयोग पर उत्पन्न होते हैं
- चार्ज करने से पहले हमेशा सुनिश्चित करें कि प्लग और सर्किट पूरी तरह से सूखा है। अन्यथा, बिजली के झटके, शॉर्ट सर्किट या आग लग सकती है। पावर आउटलेट से कनेक्ट होने के दौरान उत्पाद का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

**निम्नलिखित मामलों में, एक चिकित्सक के साथ परामर्श आवश्यक है कि उत्पाद आपके उपयोग के लिए उपयुक्त है या नहीं:**

- यदि आप रक्तस्रावी रोगों (जन्मजात रक्त के जमावट विकार) से पीड़ित हैं और/या दवाई लेते हो जो रक्त के जमने को प्रभावित करती है
- यदि आप चेहरे के किसी भी हिस्से में होनेवाले असामान्य परिवर्तन या हर्पीज लेब्रियालिस से पीड़ित हैं

- कॉस्मेटिक लिप सर्जरी या लिप इंजेक्शन के तुरंत बाद और पहले हफ्तों में
- होठ में ठोस अशुद्धियों या अल्त्राभाविक रूप से कठोर क्षेत्रों के साथ

### उपयोग के बारे में अधिक जानकारी:

- यदि आपको लिप क्लिंसर्स हैं या उनका प्रत्यारोपण हुआ है

**AR** **اقرأ معلومات السلامة قبل أول استخدام. احتفظ بك لا منشوري تعليمات الاستخدام.**

**نظرة سريعة على منتجك**  
 منتجك هو مكبر للشفاة متعدد الوظائف. استخدامها آمن حتى مرتين يوميًا، يرجى عدم تجاوز هذا الحد. للحصول على أقصى درجات الأمان وأفضل النتائج، ينصح دومًا باتباع روتينك المخصص للعناية بالبشرة المصمم لك من قبل تطبيق GESKE.

**قم بتنزيل تطبيق GESKE واحصل على روتينك المخصص. المواصفات**

**المواد:** أكريلونتريل بوتادين الستيرين (ABS) والسيليكون

**درجة حرارة التخزين:** -5 إلى +60 درجة مئوية / من 23 إلى 140 درجة فهرنهايت | **البطارية:** 3.7 فولت ليثيوم أيون | **قدرة البطارية:** 380 مللي أمبير | **الحد الأقصى لتيار الشحن:** 320 مللي أمبير | **جهد الشحن:** 5 فولت | **مدة الشحن:** 2.5 ساعات تقريبًا | **وقت التشغيل:** يختلف وقت التشغيل حسب التقنيات المفعلة ودرجة الشدة. | **واجهة المستخدم البرامج:** 3 أوضاع شفاط مع أوقات مختلفة للشفاط والتوقف **معلومات هامة للسلامة! اقرئي**

### معلومات هامة للسلامة! اقرئي قبل الاستخدام!

- ابدئي بأقل شدة وزيديها بطء حسب الحاجة
- لا تستخدمي وطيفة الشفاط أبدًا في نفس الموضع لفترة زمنية أطول من تلك الموصى بها لتجنب تهيج البشرة أو تشكل كدمات لطيفة GESKE من قبل تطبيق
- لا تستخدمي المنتج على الشفة المتهيجة أو المصابة أو على الجروح المفتوحة (بعد أي نوع من أنواع الإصابة)، أو في حالة وجود التهابات بكتيرية أو فيروسية للجلد (سواء كانت في منطقة الشفة أو في أي مكان آخر)
- لا تستخدمي المنتج إذا كان (1) دافئًا بشكل غير معتاد ، (2) تالفًا ميكانيكيًا أو مشوهًا ، (3) قد تغير لونه
- في حال حدوث ألم وأو مضايقة أثناء الاستخدام، توقفي عن الاستخدام واطلبي مشورة طبية
- استخدمي المنتج فقط على النجو الموصى به في روتينك الشخصي
- اعتبارات متعلقة بالنظافة والصحة، نوصيك بعدم مشاركة منتجك مع أي شخص آخر
- أي مسؤولية عن GESKE • المنتج مخصص للاستعمال التجميلي على الوجه، لا تتحمل أي عواقب ضارة ناشئة عن الاستخدام في مناطق أخرى من الجسم أو أي استخدام آخر غير ملام
- تاكدي دائمًا من جفاف قايس الكهراء والمقيس تمامًا قبل الشحن، وإلا، فقد يتج عن ذلك صدمات كهربية، أو ماس كهريائي أو نشوب حريق. يجب عدم استخدام المنتج أثناء توصله

**غير مناسب للاستخدام في ظلّ الظروف التالية:**

إذا كنت تعاني/ين من أمراض نزفية (اضطرابات تخثر الدم الخلقية)

• وأولًا وتناول/ين أدوية تؤثر على تخثر الدم

• إذا كنت تعاني من تغيرات غير طبيعية في مناطق الوجه أو من هرس الشفة

• بعد فترة وجيزة وفي الأسابيع الأولى التالية لجراحات تجميل الشفاه أو حقن الشفاه

• على الشوائب الملموسة أو المناطق المتصلبة بشكل غير طبيعي في الشفة/مزيج من

في الحالات التالية، من الضروري استشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كان المنتج مناسبًا لك

لإستخدامه:

• إذا كان لديك حشوات أو غرسات في الشفاه

JA

初回使用前に、安全に関する情報をお読みください。使用説明書はどちらも保管してください。

**製品概要**

あなたの製品は多機能リッププランパーです。1日2回まで安全にご使用いただけます。それ以上の頻度での使用はお控えください。最大限の安全性と理想的な結果を得るには、GESKEアプリで作成したパーソナライズスキンケアルーティンに常に従ってください。

GESKEアプリをダウンロードして、パーソナライズされたルーティンを手に入れましょう。

**仕様:**

素材: ABS、シリコン | 保管温度: -5 ~ +60°C / 23 - 140 °F | バッテリー: リチウムイオン3.7V | バッテリー容量: 380 mAh | 最大充電電流: 320 mA | 充電電圧: 5V | 充電時間: 約2.5時間 | 動作時間: 動作時間は、使用する技術と強度によって異なります。 | インターフェース: USB | プログラム: 吸引時間と休止時間が異なる3つの吸引モード

安全に関する重要な注意事項 | 使用前にお読みください |

本製品は、以下の条件における使用には適していません。

- 最低強度から始めて、必要に応じてゆっくりと上げていきます
- 刺激や軽度のあざを避けるため、吸引機能は、GESKEアプリの推奨時間よりも長く同じ場所に使用しないでください
- 皮膚が細菌やウイルス感染している場合 (唇およびその他の部位のいずれか)、炎症や傷のある唇、または開いた傷口 (あらゆる種類の負傷後) には使用しないでください
- 1. 異常に暖かい、2. 的に損傷または変形している、3. 変色している場合は、製品を使用しないでください
- 使用中に痛みや不快感が生じた場合は、使用を中止し、医師にご相談ください

• パーソナライズされたルーティンで推奨されている製品のみをご使用ください

- 衛生上の理由から、製品は他の人と共有しないことをお勧めします
- 本製品は唇への化粧品としての使用を目的としています。GESKEは、その他の部位への使用、または不適切な使用によって生じる有害な結果について一切の責任を負いません
- 充電する前に、プラグとソケットが完全に乾いていることを必ず確認してください
- 感電、ショート、火災の原因になります。コンセントに接続したまま使用しないでください

本製品は、以下の条件における使用には適していません。

- 出血性疾患 (先天性血液凝固障害) の場合、および/または血液凝固に影響を与える薬剤を服用している場合
- 顔面の異常な変化や口唇ヘルペスでお悩みの方
- 唇の美容整形や唇の注射直後の数週間
- 唇に有形の不純物や不自然に硬化した部分がある方

以下の場合、本製品を使用することが適切であるかどうか、医師に相談する必要があります

- リップフィラーやインプラントを入れている方

KO

처음 사용하기 전에 안전 정보를 읽으세요. 두 사용 지침을 모두 보관하세요.

**제품 한 눈에 보기**

귀하의 제품은 다기능 립플러입니다. 하루에 2회까지 사용하는 것이 안전하며, 더 자주 사용하지 마세요. 최대 안전성과 함께 이상적인 결과를 얻으려면 항상 GESKE 앱에서 생성된 개인맞춤 스킨 케어 루틴을 따르세요.

GESKE 앱을 다운로드하고 맞춤형 루틴을 얻으세요.

**규격:**

재질: ABS, 실리콘 | 보관 온도: -5 ~ +60°C / 23 - 140 °F | 배터리: 리튬 이온 3.7V | 배터리 용량: 380mAh | 최대 충전 전류: 320mA | 충전 전압: 5V | 충전 시간: : 약 2.5 시간 | 작동 시간: 작동시간은 활성화 기술 및 강도에 따라 다릅니다 | 인터페이스: USB | 프로그램: 진동: : 흡입 및 일시 정지 시간이 다른 3가지 흡입 모드

중요한 안전 관련 정보! 사용하기 전에 읽으세요!

제품은 다음의 조건에서는 사용하기에 적합하지 않습니다.

- 가장 낮은 강도로 시작하여 필요에 따라 서서히 강도를 높이세요
- 자극이나 약간의 염을 피하려면, GESKE 앱에서 권장하는 것보다 더 오래 같은 부위에 흡입 기능을 사용하지 마십시오
- 피부에 세균 또는 바이러스 감염이 있는 경우(입술 부위 및 기타 부위), 자극이 있거나 부상 입은 입술 또는 광기에 노출된 상처(부상 후)에는 제품을 사용하지 마세요

- 1) 비정상적으로 따뜻하거나, 2) 기계적으로 손상 또는 변형, 3) 변색된 경우에도 사용하지 마십시오
- 사용 중 통증 및/또는 불편함이 발생할 경우 사용을 중단하고 의사의 진료를 받으십시오
- 개인맞춤 루틴에서 권장하는 대로만 제품을 사용하십시오
- 위생상의 이유 때문에 다른 사람과 제품을 함께 사용하지 않는 것이 좋습니다
- 본 제품은 입술에 화장품 사용하기 위한 용도입니다. GESKE는 다음으로 인해 발생하는 유해한 결과에 대해 책임을 지지 않습니다. 다른 신체 부위에 사용하거나 기타 부적절한 사용
- 충전기 전에 항상 플러그와 소켓이 완전히 건조한 상태인지 확인하십시오. 그렇지 않으면 감전, 화재가 발생할 수 있습니다. 전원 콘센트에 연결한 상태에서 제품을 사용하지 마십시오

제품은 다음의 조건에서는 사용하기에 적합하지 않습니다.

- 출혈성 질환(선천성 혈액 응고 장애)을 앓고 있거나 그리고/혹은 혈액 응고에 영향을 미치는 약물을 복용 중인 경우
- 얼굴 부위의 비정상적인 변화나 입술포진이 있는 경우
- 입술 성형 수술 또는 입술 주사 직후 및 첫 몇 주 동안
- 눈에 보이는 물순물이 있거나 입술에 부자연스럽게 경화된 부분이 있는 경우

다음과 같은 경우에는 제품이 사용하기에 적합하지 의사의 상담을 받아야 합니다

- 입술 필러나 보형물이 있는 경우

TR

**ilk kullanımdan önce güvenlik bilgilerini okuyun.**

**Kullanım için her iki talimatı da saklayın.**

## ÜRÜNÜNÜZE KISA BİR BAKIŞ

Ürününüz çok işlevli bir dudak dolgunlaştırıcıdır. Günde 2 defaya kadar güvenle kullanabilirsiniz. Lütfen ürünü daha sık kullanmayın. Maksimum güvenlik ve ideal sonuçlar için daima GESKE Uygulaması tarafından oluşturulan kişiselleştirilmiş Cilt Bakım Rutininizi uygulayın.

**GESKE uygulamasını indirin ve kişiselleştirilmiş rutininize sahip olun.**

### ÖZELLİKLER:

**Malzemeler:** ABS, silikon | **Depolama sıcaklığı:** -5 - +60°C / 23 - 140 °F | **Pil:** Li-Iyon 3.7V | **Pil Kapasitesi:** 380 mAh | **Maksimum Şarj Akımı:** 320 mA | **Şarj Voltajı:** 5V | **Şarj Süresi:** yakl. 2.5 saat | **Çalışma Süresi:** Çalışma süresi, etkinleştirilmiş teknolojilere ve yoğunluklara bağlı olarak farklılık gösterir | **Arayüz:** USB | **Titreşim:** Farklı emme ve duraklama sürelerine sahip 3 Emme Modu

**ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ! KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN!**

## Ürün aşağıdaki koşullarda kullanıma uygun değildir:

- En düşük yoğunlukla başlayın ve gerektiğinde yavaşça artırın
- Tahriş veya hafif morarmayı önlemek için emme işlevini asla GESKE uygulamasının önerdiğinden daha uzun süre aynı yerde kullanmayın.
- Ciltte bakteriyel veya viral enfeksiyon olması durumunda (dudak çevresinde veya başka bir yerde) ürünü tahriş olmuş veya yaralanmış dudakta ya da açık yaralarda (her türlü yaralanmadan sonra) kullanmayın
- Ürünü 1) alışılmadık derecede sıcaksa, 2) mekanik olarak hasar görmüş veya deforme olmuşsa, 3) rengi değişmişse kullanmayın
- Kullanım sırasında ağrı ve/veya rahatsızlık oluşursa kullanmayı bırakın ve tıbbi yardım alın
- Ürünü yalnızca kişiselleştirilmiş rutininizde önerildiği şekilde kullanın
- Hijyen açısından ürününüzü başkalarıyla paylaşmamanızı tavsiye ederiz
- Ürün dudakta kozmetik kullanım için tasarlanmıştır, GESKE vücudun diğer bölgelerinde kullanımdan veya diğer uygunsuz kullanımlardan kaynaklanan zararlı sonuçlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez
- Şarj etmeden önce daima fiş ve prizten tamamen kuru olduğundan emin olun, Aksi takdirde elektrik çarpması, kısa devre veya yangın meydana gelebilir. Ürün prize taktiye kullanılmamalıdır

## Ürün aşağıdaki koşullarda kullanıma uygun değildir:

- Hemorajik hastalıklarınız (doğuştan kan pıhtılaşma bozuklukları) varsa ve/veya kan pıhtılaşmasını etkileyen ilaç kullanıyorsanız
- Yüz çevresinde anormal değişiklikler yaşıyorsanız veya uçuk varsa
- Kozmetik dudak ameliyatı veya dudak enjeksiyonlarından kısa süre sonra ve ilk haftalarda
- Dudakta somut kirliler veya doğal olmayan şekilde sertleşmiş alanlar varsa

**Aşağıdaki durumlarda, ürünü kullanmanızın uygun olup olmadığı konusunda bir doktora danışmanız gerekir:**

- Dudak dolgunlannız veya implantlarınız varsa

TH

**โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัยก่อนการใช้งานครั้งแรก และเก็บคำแนะนำการใช้ทั้งสองเอาไว้ไว้ใช้งาน**

### ภาพรวมผลิตภัณฑ์ของคุณ

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องช่วยแต่งริมฝีปากให้อวบอัมแบบเอนกประสงค์ สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยสูงสุด 2 ครั้งต่อวัน โปรดอย่าใช้บ่อยกว่านี้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ปฏิบัติตามคู่มือการดูแลผิวที่สร้างโดยแอป GESKE เสมอ

**ดาวน์โหลดแอป GESKE และรับกิจวัตรส่วนตัวของคุณ**

## ข้อมูลจำเพาะ:

วัสดุ: ABS, ซิลิโคน | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -5 - +60° เซลเซียส/23-140 °ฟาเรนไฮต์ |  
แบตเตอรี่: Li-Ion 3.7V | ความจุของแบตเตอรี่: 380 mAh | กระแสไฟชาร์จสูงสุด:  
320 mA | แรงดันไฟชาร์จ: 5V | เวลาในการชาร์จ: ประมาณ 2.5 ชั่วโมง | เวลา  
ดำเนินการ: ยะเวลาการทำงานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเทคโนโลยีและความ  
แรงขณะเปิดใช้งาน | ตัวเชื่อมต่อ: USB | โปรแกรม: โท มดชุด 3 โหมดพร้อมเวลาดู  
และหยุดที่แตกต่างกัน

## ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ! อ่านก่อนใช้!

### ผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

- เริ่มด้วยความแรงต่ำสุดแล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตามต้องการ
- อย่าใช้ฟังก์ชันการดูโน้ตเดียวกันนานกว่าที่แอป GESKE แนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงการ  
ระคายเคืองหรือรอยฟกช้ำเล็ก ๆ น้อย ๆ
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์บนริมฝีปากที่มีการระคายเคือง ได้รับบาดเจ็บ หรือมีแผลเปิด (หลัง  
จากได้รับบาดเจ็บใดๆ) ในกรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสของผิวหนัง (ทั้งใน  
บริเวณริมฝีปากและที่อื่นๆ)
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หาก 1) อยู่นัดปกติ 2) เครื่องเสียหายหรือผิดรูป 3) เปลี่ยนสี
- หากมีอาการปวดและ/หรือรู้สึกไม่สบายระหว่างการใช้ ให้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์
- ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่แนะนำในกิจวัตรส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น
- ด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัย เราไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณร่วมกับผู้อื่น
- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับเป็นเครื่องสำอางค์เพื่อริมฝีปาก GESKE ไม่ขอรับผิดชอบต่อ  
อันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้ กับส่วนอื่นบนร่างกาย หรือจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม
- ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าปลั๊กและเต้ารับแห้งสนิทก่อนชาร์จ มิฉะนั้น อาจเกิดไฟฟ้า  
ช็อต ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้ได้ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในขณะที่เชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้า

### ผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

- หากคุณเป็นโรคเลือดออกง่าย (ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดแต่กำเนิด) และ/  
หรือรับประทานยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด
- หากเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติบนบริเวณใบหน้าหรือผิวหนังพองบริเวณริมฝีปาก
- ผ่านการศัลยกรรมริมฝีปากหรือฉีดริมฝีปากมาไม่นาน หรือไม่กี่สัปดาห์
- มีตำหนิที่สัมผัสได้ หรือมีรอยด้านที่ผิดปกติบนริมฝีปาก

## ในกรณีต่อไป นี้จำเป็นต้องปรึกษากับแพทย์ว่าผลิตภัณฑ์นั้นเหมาะสำหรับคุณ หรือไม่:

- หากคุณฉีดฟิลเลอร์หรือทำศัลยกรรมตกแต่งริมฝีปาก